

CHAPITRE : 1 . A Biochimie Sanguine

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale.

Dénomination	rendu de résultat	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (tube à bouchon)	Technique et automate	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT	Quantité de sérum ou plasma
- Acide urique	le jour même à partir de 16h00	B 10	AU	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prélèvement à effectuer à jeun	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Amylase	le jour même à partir de 16h00	B 25	AMY	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Bilirubine totale	le jour même à partir de 16h00	B 20	BT	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Bilirubine conjuguée	le jour même à partir de 16h00	B 20	BC	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Bicarbonate (ou reserve alcaline)	le jour même à partir de 16h00	B 20	CO2T	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Calcium	le jour même à partir de 16h00	B 15	CA	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- CKMB	le jour même à partir de 16h00	B 50	CKMB	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Cholestérol total	le jour même à partir de 16h00	B 5	CT	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prélèvement à effectuer à jeun	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml

- Cholestérol, fraction HDL	le jour même à partir de 16h00	B 30	HDL	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prélèvement à effectuer à jeun	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Créatinine	le jour même à partir de 16h00	B 10	CRE	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	éviter les prél hémolysés	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Créatinine phospho kinase (CPK)	le jour même à partir de 16h00	B 30	CPK	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- C.Réactive Protéine (CRP)	le jour même à partir de 16h00	B 40	CRP	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	Lipémie a une interférence négative	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Electrophorèse des protéines sériques	le lendemain	B 60	ELEC	Sec - Rouge ou Hep - Vert	CAPILLAIRE SUR MINICAP DE SEBIA		1 JOUR si une analyse sur tube sec a été demandée	1 ml
- Electrophorèse de l'hémoglobine	rendu tous les Vendredi à partir de 16h00	B 80	ELHB	EDTA - Violet	CAPILLAIRE SUR MINICAP DE SEBIA	03 mois après transfusion ou communiquer la date de la dernière transfusion		1 ml
- Fer sérique	le jour même à partir de 16h00	B 30	FE	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prél non hémolysé et non lipémique	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Ferritine	le lendemain	B 90	FERRI	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Gamma Glutamyl Transférase (GGT)	le jour même à partir de 16h00	B 20	GGT	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Glycémie à jeun	le jour même à partir de 16h00	B 10	GJ	Oxa - GRIS (Hep - vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	Jeûn strict, réaliser l'analyse rapidement	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml

- Hémoglobine Glyquée HbA1c	le lendemain	B100	HBA1C	EDTA Violet	HPLC sur D10 de Biorad		3 jours si une NFP a été demandé	1 ml
- Glycémie post prandiale	le jour même à partir de 16h00	B 10	GPP	Oxa - GRIS (vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	1h30 après le repas ou 2h après une charge en glucose		1 ml
- Dépistage du diabète gestationne test de O'Sullivan	le jour même à partir de 16h00	B 65	OSULL	Oxa - GRIS (vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	A jeun, ingestion de 50 g de glucose et glycémie à T+60		1 ml
- Dépistage diabète gestationne test de l'OMS en une étape	le jour même à partir de 16h00	B 75	OMS	Oxa - GRIS (vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	A jeun, ingestion de 75 g de glucose et glycémie à T120		1 ml
- Hyperglycémie provoquée par voie orale (Glycémie à T0 + T60 + T90 + T180 après ingestion de 100 g de glucose)	le jour même à partir de 16h00	B77	HYPER	Oxa - GRIS (vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	A jeun, ingestion de 100g de glucose		1 ml
- Hyperglycémie provoquée par voie orale simplifiée (Glycémie à T0 + T120 après ingestion de 75 g de glucose)	le jour même à partir de 16h00	B 75	HGPS	Oxa - GRIS (vert)	Photométrie sur KONELAB de Thermo	A jeun, ingestion de 75 g de glucose et glycémie à T120		1 ml
- Immunofixation des protéines sériques	le lendemain	B 320	IMFIX	Sec - Rouge	CAPILLAIRE SUR MINICAP DE SEBIA	L'électrophorèse des protéines est comprise dans cette analyse.	5 jours si une analyse sur tube sec a été demandée	1 ml
- Ionogramme sanguin (Na + K + Cl)	le jour même à partir de 16h00	B 40		Sec - Rouge ou Hep - Vert	ISE (électrolytique)	Prélèvement non hémolysé	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Lactico - Déshydrogénase (LDH)	le jour même à partir de 16h00	B 20	LDH	Sec - Rouge	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prél non hémolysé/Ne pas congeler	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Lipase	le jour même à partir de 16h00	B 30	LIPA	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml

- Magnésium plasmatique	le jour même à partir de 16h00	B 15	MG	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Phosphore plasmatique	le jour même à partir de 16h00	B 15	P	Sec - Rouge	Photométrie sur prélèvement non hémolysé et non lipémique/Centrifuger rapidement		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Phosphatases Alcalines	le jour même à partir de 16h00	B 20	PAL	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Protéines totales	le jour même à partir de 16h00	B 10	PRO	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	prél non hémolysé/Ne pas congeler	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Transaminase: TGO (ASAT)	le jour même à partir de 16h00	B 20	GOT	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Transaminase: TGP (ALAT)	le jour même à partir de 16h00	B 20	GPT	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
- Triglycérides	le jour même à partir de 16h00	B 10	TG	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo	A jeun du 10-14h	dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml
-Troponine	le jour même à partir de 16h00	B 130	TROPO	Sec - Rouge	Immunoenzymatique sur VIDAS de Biomérieux ou Chimiluminescence sur ARCHITECT de Abbott	URGENT /Très informatif si demandé en même temps que CKMB	01 SEMAINE sur sérum	1 ml
- Urée	le jour même à partir de 16h00	B 10	U	Sec - Rouge ou Hep - Vert	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse biochimique a été demandée	1 ml

CHAPITRE : 1 .B Biochimie urinaire

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/07/10.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (tube à bouchon)	Technique / Conditions et informations particulières	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Acétone urinaire (recherche)	le jour même à partir de 16h00	B 5	ACET	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Acide urique	le lendemain	B 10	AUU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Calciurie	le lendemain	B 20	CAU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Créatininurie	le lendemain	B 10	CREAU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Glycosurie (recherche)	le jour même à partir de 16h00	B 5	S	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Glycosurie sur urines de 24h	le lendemain	B 10	GLU24	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Ionogramme urinaire (Na + K)	le lendemain	B 20	ION	U24h	ISE (électrolytique) sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Magnésium sur urines de 24h	le lendemain	B 20	MGU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée

- Microalbuminurie	le lendemain	B 65	MICRO	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Nitrite	le jour même à partir de 16h00	B 05	NIT	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Leucocytes dans les urines	le jour même à partir de 16h00	B 05	LEUCU	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Phosphorurie sur urines de 24	le lendemain	B 15	PU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- pH urinaire	le jour même à partir de 16h00	B10	PHU	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Pigments biliaires dans les urines	le jour même à partir de 16h00	B 5	SEBI	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Potassium urinaire	le lendemain	B 10	KU	U24h	ISE (électrolytique) sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Protéine (recherche)	le jour même à partir de 16h00	B 5	A	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée
- Protéinurie des 24 heures	le lendemain	B 10	ALB24	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Sang dans les urines	le jour même à partir de 16h00	B 10	SGUR	échant.	Bandelette colorimétrique		dans la journée si une analyse d'urine sur échantillon a été demandée

- Sodium urinaire	le lendemain	B 10	NAU	U24h	ISE (électrolytique) sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- Urée sur urines de 24 heures	le lendemain	B10	UU	U24h	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée

CHAPITRE : 1 .E Biochimie divers

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (tube à bouchon)	Technique et automate	Conditions et informations particulières
- Biochimie du LCR (protéines + glucose)	le jour même à partir de 16h00	B 40	LCR	échant.	Photométrie sur KONELAB de Thermo	à acheminer au laboratoire rapidement
- Biochimie d'un liquide de ponction (protéines et glucose)	le jour même à partir de 16h00	B 40	LIQCH	échant.	Photométrie sur KONELAB de Thermo	à acheminer au laboratoire rapidement

CHAPITRE : 1 .C Hormonologie

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/07/10.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (Tube à bouchon)	Technique et automate	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- 17 beta oestradiol	le jour même à partir de 16h00	B 130	E2	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	le matin de préférence et au repos	dans la journée si une analyse hormonologique a été demandée

- Bilan thyroïdien T4L	le lendemain	B 65	T4L	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse hormonogique a été demandée
- Bilan thyroïdienTSH	le lendemain	B 65	TSH	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse hormonogique a été demandée
- Cortisol à ? heure	le jour même à partir de 16h00	B 120	CORH	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	le matin de préférence et au repos	dans la journée si une analyse hormonogique a été demandée
- Cortisol à 8 heures	le jour même à partir de 16h00	B 120	COR8	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	le matin entre 07h45 et 08h15 de préférence et au repos	
- Cortisol à 16 heures	le lendemain	B 120	COR16	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	l'après midi entre 15h45 et 16h15 au repos	
- Cortisol urinaire	le lendemain	B 200	CORU	U24h	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse d'urine sur urine de 24h a été demandée
- FSH	le jour même à partir de 16h00	B 110	FSH	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		
- HCG plasmatique	le lendemain	B 80	HCG	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans la journée si une analyse hormonogique a été demandée
- LH	le jour même à partir de 16h00	B 110	LH	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		
- Progestérone	le jour même à partir de 16h00	B 210	PG	Sec - Rouge	Immunoenzymatique sur VIDAS de BIOMERIEUX		
- Prolactine (2 prélèvements à 15 mn d'intervalle)	le jour même à partir de 16h00	B110	PRL	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	à jeun	

- Test au synacthène en 2 temps (T0 et T60 après injection de synacthène)	le jour même à partir de 16h00	B 250	SYNAC	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott	à jeun, synactène fourni par le patient.	
---	--------------------------------	-------	-------	-------------	---	--	--

CHAPITRE : 1 .D Marqueurs Tumoraux

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (Tube à bouchon)	Technique et automate	Conditions et informations particulières	
- ACE (Antigène Carcino Embryonnaire)	le lendemain	B 100	ACE	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		10 mois sur sérum si l'un de ces 04 marqueurs ont été demandé.
- AFP (Alfa Foeto Protéine)	le lendemain	B 130	AFP	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		10 mois sur sérum si l'un de ces 04 marqueurs ont été demandé.
- CA 15-3	le lendemain	B 250	CA153	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		10 mois sur sérum si l'un de ces 04 marqueurs ont été demandé.
- PSA Total (Antigène Spécifique de la prostate)	le lendemain	B100	PSA	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		10 mois sur sérum si l'un de ces 04 marqueurs ont été demandé.

CHAPITRE : 2 Hématologie

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/07/10.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (tube à bouchon)	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Numération formule plaquettes - Hb	le jour même à partir de 16h00	B 40	NFP	EDTA - Violet	A apporter au plus tard 6 heures après le prélèvement	dans la journée si une HbA1C a été demandée

- Numération des plaquettes	le jour même à partir de 16h00	B 25	PLAQ	EDTA - Violet	A apporter au plus tard 6 heures après le prélèvement	
- Vitesse de sédimentation 1H	le jour même à partir de 16h00	B 20	VS	Tubes spéciaux (à bouchon noir)	A transporter dans les 2h à température ambiante	
- Drépanocytes (recherche de)	le lendemain	B 10	DREPA	EDTA - Violet		
- Hématies ponctuées (recherche de)	le lendemain	B 20	HEMPO	EDTA - Violet		
- Réticulocytes	le jour même à partir de 16h00	B 25	RETIC	EDTA - Violet	A apporter au plus tard 6 heures après le prélèvement	dans la journée si une NFP a été demandé.
- Taux de Prothrombine (TP) + INR*	le jour même à partir de 16h00	B 25	TP	Cit - Bleu	Prelèvement le matin en rejetant les premières gouttes de sang, transport (1h)du tube en position verticale	dans les 04 heures qui suivent le prélèvement si un TCA ou FIB ou DDIM ont été demandés
- Temps de Céphaline Activée (TCA)*	le jour même à partir de 16h00	B 20	TCA	Cit - Bleu	Prelèvement le matin en rejetant les premières gouttes de sang, transport (1h) du tube en position verticale	dans les 04 heures qui suivent le prélèvement si un TP ou FIB ou DDIM ont été demandés
- Fibrinogène*	le jour même à partir de 16h00	B 20	FIB	Cit - Bleu	Rejeter les premières gouttes de sang, transport (1h) en position verticale	dans les 04 heures qui suivent le prélèvement si un TCA ou TP ou DDIM ont été demandés
- Temps de saignement	le jour même à partir de 16h00	B 20	TS	au laboratoire		

- D dimères	le jour même à partir de 16h00	B 230	DDIM	Cit - Bleu	URGENT !	dans les 04 heures qui suivent le prélèvement si un TCA ou TP ou FIB ont été demandés
- Electrophorèse des hémoglobines	rendu les vendredi	B 80	ELHB	Hep - Vert		dans les 03 jours si une NFP a été demandé
- Recherche de parasites nominément désignée	le lendemain	B 50	LEISH	écouvillon ou sang	appeler le laboratoire pour demander les informations	
- Recherche de filaires	le jour même à partir de 16h00	B 25	FILA	EDTA - Violet	prélèvement à minuit ou midi, appeler le laboratoire pour renseignement complémentaire	

* Pour les examens d'hémostase il est impératif, pour les prélèvements effectués à l'extérieur, de nous faire parvenir les prélèvements le plus rapidement possible. Ces tests devant être réalisés dans les 4 heures (voire 2 heures pour les facteurs VIII et V) suivant le prélèvement.

CHAPITRE : 2 bis Immuno- Hématologie

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (tube à bouchon)	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Groupage sanguin ABO+Rh (2 tech.)	le jour même à partir de 16h00	B 75	GR	EDTA - Violet		dans les 03 jours si une NFP a été demandée
- Recherche d'agglutinines irrégulières	le jour même à partir de 16h00	B 50	RAI	Sec - Rouge		dans les 03 jours si une analyse sur tube sec a été demandée
- Test de Coombs direct	le jour même à partir de 16h00	B 15	COOMB	EDTA - Violet		dans les 03 jours si une analyse sur tube sec a été demandée

CHAPITRE : 3 . A Sérologies Bactériennes

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/01/11.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (Tube à bouchon)	Technique	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Anti Streptolysine - O (ASLO)	le lendemain	B40	ASLO	Sec - Rouge	Photométrie sur KONELAB de Thermo		dans les 03 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Chlamydia trachomatis (IgA+IgG):	1/sem	B 60	CHLA1	Sec - Rouge	ELISA avec le KIT SAVYONDIAGNO STICS		dans les 03 jours si une analyse sérologique a été demandée
-Sérologie de S.Typhi (TUBEX)	3	B 100	WIDAL	Sec - Rouge	Colorimétrie avec le KIT TUBEX TF		dans les 03 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Syphilis: dépistage*	1	B 30	BW	Sec - Rouge	immuno enzymatique sur Architect de Abbott et/ou TPHA et VDRL		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée

CHAPITRE : 3 . B Sérologies Virales

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (Tube à bouchon)	Technique	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Hépatite A: IgM	0	B 170	HAVIM	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée

- Hépatite B : Antigène HBs	0	B 100	HBSAG	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Hépatite B : Anticorps anti HBs	0	B 120	HBSAC	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Hépatite B : IgM anti HBc	0	B 160	HBCIM	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Hépatite C : Dépistage	0	B 155	HCVAC	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- HIV : Dépistage	0	B 75	HIV	Sec - Rouge	HIV combo associant l'Ag P24 et les anticorps spécifiques par chimiluminescence sur Architect de Abbott.	Un résultat douteux ou positif sur une technique sera contrôlé systématiquement et gratuitement avec une autre technique immunoenzymatique associant l'Ag P24 et les anticorps spécifiques sur VIDAS de BIOMERIEUX.	dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- HIV Confirmation	7	B 270	HIVWB	Sec - Rouge	Western Blot avec le KIT BIORAD		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Rubéole : IgG +IgM	1	B 100	RUB	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée

CHAPITRE : 3 . C Sérologies Parasitaires

Dénomination	Délai de réponse	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement (Tube à bouchon)	Technique	Conditions et informations particulières	POSSIBILITE DE RAJOUT
- Amibiase	2	B 90	AMIBS	Sec - Rouge	Hémagglutination avec le kit de FUMOUCHE		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Bilharziose	2	B 50	SBILH	Sec - Rouge	Hémagglutination		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Cysticercose	10	B 90	CYST	Sec - Rouge	Dépistage (Elisa) et confirmation (Western blot)		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
- Cysticercose dans le LCR	15	B 90	CYSL	échantillon	Elisa et Western blot		
-Toxoplasmose (IgG+IgM)	1	B 100	TOXAV	Sec - Rouge	Chimiluminescence sur Architect de Abbott		dans les 05 jours si une analyse sérologique a été demandée
-Toxoplasmose avidité	0	0		Sec - Rouge	Immuno enzymatique sur VIDAS DE BIOMERIEUX	L'avidité des anticorps de type IgG est effectuée systématiquement et gratuitement si l'IgM est positif chez les femmes enceintes	
* Pour la cysticercose en cas de dépistage positif en ELISA, la confirmation par western blot est réalisée systématiquement et sans facturation supplémentaire.							

CHAPITRE : 4 Bactériologie

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/01/11.

Dénomination	Délai de réponse	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Conditions et informations particulières
--------------	------------------	---------------	--------------	-------------	--

- Antibiogramme en milieu gélosé Réf: CASFM 2010	La réalisation des antibiogrammes est systématique et gratuite en cas d'isolement de bactérie(s) pathogène(s).				
- Cytologie urinaire (sans culture)	0	B 25	CUQ	Echant.urines sur pot stérile	
- Compte d'Addis	0	B 25	ADDIS	Echant.urines sur pot stérile	Cf manuel de prélèvement
- Cytologie d'un liquide de ponction	0	B 50	CYT	Echantillon d'un liquide de ponction	Transporter à température ambiante dans les 02 heures.
- Examen cyto bactériologique des urines (voir recommandations pour le prélèvement)	2	B 90	ECBU	Echant.urines sur pot stérile	A transporter dans les 2h, sinon, conserver à 4°C
- Coproculture bactérienne (voir recommandations pour le prélèvement)	3	B 140	COPRO	Echant.selles sur pot stérile	A transporter le plus rapidement possible au laboratoire
- Examen cyto bactériologique des crachats et liquide d'aspiration bronchique	3	B 130	EXP/LBA	Echant.crachats ou LBA sur pot stérile	A transporter le plus rapidement possible au laboratoire
- Hémostoculture (aérobie)	8	B 100	HEMO	Flacons d'hémostoculture (fournis par l'IPM)	A ne pas mettre dans un réfrigérateur.
- LCR (cyto bactériologie)	3	B 100	LCRBA	Echant.LCR sur tube stérile	URGENT ! A transporter sans délai à l'abri du froid.
- Liquide de ponction (cyto bactériologie)	3	B 100	LIQBA	Echant. LP sur tube stérile	Transporter à température ambiante dans les 02 heures.
- Liquide gastrique	3	B 120	LGAS	Echant de liquide d'aspiration gastrique du nouveau-né	Transporter à température ambiante dans les 02 heures.
- Placenta	3	B 120	PLCNT	Biopsie de placenta	Transporter à température ambiante dans les 02 heures.
- Prélèvement de gorge et sphère ORL	3	B 130	GORGE	Ecouvillon stérile avec milieu de transport	A transmettre dans les 2 heures
- Prélèvement urétral	3	B 150	PUR	Fait à l'IPM	
- Prélèvement vaginal	3	B 145	PV	Fait à l'IPM	Pour les précautions avant le prélèvement, cf manuel de prélèvement.
- Pus profond	5	B 200	PUS	Ponction	A transporter dans les 2 h à température ambiante.
- Pus superficiel	3	B 100	PLAIE	Ecouvillons dans un milieu de transport.	A transporter dans les 2 h à température ambiante.

- Recherche des antigènes Chlamydiae (sur prélèvements vaginaux et urétraux)	3	B 100	CHLA	à l'IPM	Recherche effectuée chez les femmes non hystérectomisées seulement.
- Recherche de Mycoplasmes (sur prélèvements vaginaux, urétraux et sperme)	3	B 100	PLASM	à l'IPM	
- recherche d'oeufs de bilharzie dans les urines	0	B 25	BILHU	Echantillon d'urine	
- Identification d'une souche bactérienne/fongique et antibiogramme	3	B 100	BAISO/SARM/BLSE	Ecouvillons dans un milieu de transport.	Milieu Cary blair à récupérer à l'IPM au préalable
- Examen bactériologique d'un cathéter	3	B 80	KT	Cathéter	A transporter dans les 2 h à température ambiante.
- Spermoculture	3	B 145	SPE	Echant.sperme sur pot stérile	A transporter rapidement à 37°C ou à faire à l'IPM.
- Détection Helicobacter Pylori dans les selles	0	B70	HPYL	Pot à coproculture	Recherche effectuée sur selle non diarrhéique seulement.
- Recherche de cryptococcus néoformans B280	0	B 30	CRYP	LCR ou liquide à recueillir dans un tube stérile	A transporter rapidement à 37°C

CHAPITRE : 5 Mycobactériologie

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/01/11.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Conditions et informations particulières
- Examen direct	2	B 30	BKD1,2,3	Echant.sur pot stérile	
- Mises en Cultures	90	B 60	BKC 1,2,3	Echant.sur pot stérile	
- Test de sensibilité aux antituberculeux (antibiogramme) par méthode des proportions indirectes	120	B 240	BKATB		

CHAPITRE : 6 Parasitologie/Mycologie

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Conditions et informations particulières
- Examen mycologique d'un prélèvement	21j	B 70	MYCO	Prélèvement aseptique	
- Identification d'un vers adulte	le lendemain	B 20	VERS	Vers	
- Parasitologie des selles	le jour même à partir de 16h00	B 60	PARA 1/2/3 PARAS	Echant.selles	A transporter dans les 2 à 3 h.
- Amibes: recherche de formes végétatives	le jour même à partir de 16h00	B 60	AMIB 1/2/3 AMIBE	Echant. Selles	Prélèvement à faire à l'IPM de préférence ou à acheminer à t° ambiante dans l'heure qui suit.
-Recherche de sang dans les selles	le jour même à partir de 16h00	B 25	SGS	Echant. Selles	Pour les précautions avant le prélèvement, cf manuel de prélèvement.
- Recherche de Cryptosporidies	2j	B 60	CRYPT	Echant.selles	
- Recherche de paludisme: frottis sanguin+ TDR	le jour même à partir de 16h00	B 25	PALU	Sang/tube EDTA	URGENT !
- Recherche de microfilaires	2j	B 25	FILA	Sang/tubes EDTA	Prélèvement à midi ou minuit ou les deux.
- Recherche de Pityriasis versicolor	le lendemain	B 15	PITY	Squames	
- Recherche d'œufs de bilharzies dans les selles	2j	B 25	BILHS	Echant.selles	
- Recherche d'œufs de bilharzies dans les urines	2j	B 25	BILHU	Echant.urines	Transmission dans les 2 heures au laboratoire
- Scotch Test	le lendemain	B 10	SCOTH	Scotch	

CHAPITRE : 7 Immunologie

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/01/11.

Dénomination	Délai de réponse	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Technique	Conditions et informations particulières
- Facteurs rhumatoïdes	2/sem	B 40	FR	Sec - Rouge	Photométrie sur KONELAB de Thermo	
- Immunoglobulines E totales	0	B 70	IGE	Sec - Rouge	Immuno enzymatique sur VIDAS DE BIOMERIEUX	

CHAPITRE : 8 Anatomopathologie

Dénomination	Délai de réponse (jours ouvrables)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Technique	Conditions et informations particulières
- Biopsie d'un fragment	10	B 100	BIOP1/2	Fragment biopsique		
- Biopsie multiple	10	B 130	BIOPX	Fragments biopsiques		
- Cytologie d'un liquide	10	B 100	CYTLI	Liquide ponction, abcès		
- Cytoponction mammaire ou ganglionnaire	10	B 120	CYTPO	Ponction		
- Cytologie de dépistage	4	B 60	FCU	Exocol+Endocol		
- Pièce opératoire unique	10	B 120	POP1/2/3	Pièce opératoire		
- Pièce opératoire multiple	10	B 270	POPX	Pièces opératoires		

CHAPITRE : 9 Virologie						
Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Technique	Conditions et informations particulières
- Autres examens virologiques sur demande par téléphone.						

CHAPITRE : 10 Biologie de la reproduction						
Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Prélèvement	Technique	Conditions et informations particulières
- Test de Huhner	1	B 45	HUH	à l'IPM	Pour les précautions avant le prélèvement, cf manuel de prélèvement.	
- Spermogramme	1	B 110	SPER	Sperme flacon stérile	Pour les précautions avant le prélèvement, cf manuel de prélèvement. Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire sans délai à 37°C ou faire le prélèvement au laboratoire.	

ANALYSES FREQUEMMENT EXPEDIEES AU LABORATOIRE PASTEUR CERBA - FRANCE

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif; susceptible de modification à tout moment; se renseigner auprès du laboratoire pour une cotation exacte d'actes de Biologie Médicale. Version 01/07/10.

Dénomination	Délai de réponse (jours)	Cotation en B	Code Hexalis	Conditions et informations particulières
- Glucose-6-phosphate deshydrogénase	20	BR 40	Sang total hépariné ou EDTA - violet	4°C
- Haptoglobine	20	BR 35	Sec - Rouge	4°C
- Helicobacter pylori: sérologie (IgG)	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
- Hépatite B: Ac anti-HBc tot, Ag ou Ac Hbe	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
- Hépatite B: charge virale quantification	30	BR 220	2 tubes EDTA - violet 5ml	congeler le plasma dans les 4H
- Hépatite C: PCR quantitative: charge virale (peut remplacer la PCR qualitative)	25	BR 180	2 tubes EDTA - violet 5ml	congeler le plasma dans les 4H
- Hépatite C: génotypage (si charge virale +)	30	BR 350	2 tubes EDTA - violet 5ml	congeler le plasma dans les 4H
- Herpes simplex virus 1 et 2: IgG anti HSV 1-2	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
- Herpes simplex virus 1 et 2 : IgM anti HSV	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
-17-Hydroxy/céto-stéroïdes urinaires	20	BR 70	U24h	4°C
- IgA	20	BR 35	Sec - Rouge	4°C
- IgG	20	BR 35	Sec - Rouge	4°C
- IgM	20	BR 35	Sec - Rouge	4°C
- IgE spécifiques: BMD-CLA mixte (ou Pneumallergènes ou Trophallergènes)	20	BR 80	Sec - Rouge	4°C
- Marqueurs de la trisomie 21 fœtale	30	BR 145	Sec - Rouge entre 15è et 18è SA + fiche de RC/consentement	congeler dans les 2 heures
- Rubéole: IgM anti virus de la rubéole	20	BR 70	Sec - Rouge (renseignements détaillés)	4°C
- Rubéole: avidité des IgG	20	94 100 Ar	Sec - Rouge (renseignements détaillés)	4°C

- Sulfate de dehydroepiandrosterone	20	BR 70	Sec - Rouge ou Hep - vert ou EDTA - violet	4°C
- Testostérone: homme	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
- Testostérone: femme	20	BR 80	Sec - Rouge	4°C
- Thyroglobuline+taux de recouvrement	20	BR 100	Sec - Rouge ou vert	4°C
- Valproate de sodium	20	BR 70	Sec - Rouge (renseignements détaillés) attention: avant nouvelle prise	4°C
- Virus d'Epstein-Barr: Anticorps anti-VCA IgM	20	BR 70	Sec - Rouge	4°C
- Virus d'Epstein-Barr: Acs anti-VCA + Anti-EBNA IgG	20	BR 120	Sec - Rouge	4°C
- PSA Libre	20	BR 120	Sec - Rouge	congeler le sérum dans les 4H
- Ac anti filaires	25	BR 90	Sec - Rouge	4°C
- Parathormone	20	BR 80	Sec - Rouge ou EDTA - violet	congeler le sérum/plasma dans les 4H
- NSE	20	BR 100	Sec - Rouge (sérum non hémolysé !!!)	congeler le sérum dans les 2H
- Etude hémoglobine HPLC (pour recherche anomalies)	25	BR 120	EDTA - violet	4°C
- ACTH	20	BR 110	tube ROSE !!! EDTA + Aprotinine (nous contacter)	congeler dans la 1/2 heure
- Sérologie Dengue et Chikungunya (IgM+IgG)	20	BR 140 x 2	Sec - Rouge	4°C

De nombreux autres examens sont possibles : se renseigner auprès du CBC par téléphone.